Cod. **IK 0025004320**

Agitatore vortex orbitale - Hula Dancer basic

Agitatore vortex orbitale IKA Hula Dancer basic per la miscelazione di piccoli campioni in laboratorio, con movimento orbitale e diametro di oscillazione di 4,5 mm. Supporta un carico massimo di 0,1 kg e raggiunge 2.800 rpm; la funzione touch consente l'avvio tramite pressione. Modello non compatibile con micropiastre, con funzionamento continuo al 100% e grado di protezione IP 42.



IKA PREMIUM PARTNER

AMPIEZZA OSCILLAZIONE
4.5 mm

CARICO MASSIMO
0.1 kg

MOVIMENTO ORBITALE
orbitale

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
0.7 kg · 123 x 42 x 123 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0025004320**
Produttore	**IKA**
Modello	**Hula Dancer basic**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 42**

PRESTAZIONI DI AGITAZIONE

Tipo di movimento	**orbitale**
Ampiezza di oscillazione (diametro orbitale)	**4.5 mm**
Carico massimo di agitazione (incl. accessorio)	**0.1 kg**
Compatibile con micropiastre	**No**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**123 x 42 x 123 mm**
Peso	**0.7 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Funzione touch	**Sì**
Display velocità	**Nessuno**
Timer	**No**
Modalità operativa	**touch operation**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**100–240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**9.5 W**
Potenza motore assorbita	**9.5 W**
Potenza motore erogata	**5 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it