Cod. **IK 0025004356**

Agitatore verticale ad asta 50–2.000 rpm 5 L - NANOSTAR 7.5 digital

Agitatore ad asta compatto per laboratorio per quantità fino a 5 l (H2O) e viscosità fino a 4.000 mPas, con motore Brushless DC, velocità 50–2000 rpm e coppia massima 7,5 Ncm. Il controllo avviene tramite manopola rotante con display LED; sono presenti interfaccia USB e grado di protezione IP 54. Scope of delivery: mandrino, braccio di estensione e accessori compatibili secondo dotazione IKA.



IKA PREMIUM PARTNER

RANGE VELOCITÀ
50 – 2.000 rpm

VOLUME MASSIMO
5 l

COPPIA MASSIMA
7.5 Ncm

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
0.8 kg · 53 x 147 x 130 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Produttore	**IKA**
Modello	**NANOSTAR 7.5 digital**
Codice Prodotto	**0025004356**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 54**

PRESTAZIONI

Quantità massima di agitazione (H2O)	**5 l**
Viscosità massima	**4000 mPas**
Coppia massima albero	**7.5 Ncm**
Range velocità	**50–2000 rpm**
Coppia nominale	**0.075 Nm**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**53 x 147 x 130 mm**
Peso	**0.8 kg**
Temperatura ambiente ammessa	**5–40 C**
Umidità relativa ammessa	**80 %**
Range diametro mandrino	**0.5–8.2 mm**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo display velocità	**LED**
Controllo velocità	**Turning knob**
Interfaccia USB	**Sì**
Timer	**No**
Display timer	**none**
Interfacce di comunicazione	**USB**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza motore assorbita	**32 W**
Tensione di alimentazione	**100–240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza motore erogata	**22 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it