Cod. **IK 0025004715**

Agitatore verticale da banco 5 L 2.000 rpm - MICROSTAR 7.5 digital

Agitatore ad asta da laboratorio compatto per volumi fino a 5 l e viscosità fino a 4.000 mPas. Con motore Brushless DC, velocità regolabile da 50 a 2.000 rpm, coppia massima di 7,5 Ncm e tempo di inserzione del 100%, è indicato per applicazioni di agitazione e miscelazione in laboratorio. Dotato di display LED, controllo a manopola, interfaccia USB, albero cavo passante e mandrino 0,5–8,2 mm.



IKA PREMIUM PARTNER

VELOCITÀ
50 – 2.000 rpm

VOLUME UTILE
5 l

COPPIA MASSIMA
7.5 Ncm

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
1.18 kg · 60 x 173 x 126 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Produttore	**IKA**
Modello	**MICROSTAR 7.5 digital**
Codice Prodotto	**0025004715**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 54**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Idoneo per camera bianca	**No**

PRESTAZIONI

Quantità massima di agitazione (H2O)	**5 l**
Viscosità massima	**4000 mPas**
Coppia massima albero	**7.5 Ncm**
Range velocità	**50–2000 rpm**
Coppia nominale	**0.075 Nm**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**60 x 173 x 126 mm**
Peso	**1.18 kg**
Temperatura ambiente ammessa	**5–40 C**
Umidità relativa ammessa	**80 %**
Range diametro mandrino	**0.5–8.2 mm**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo display velocità	**LED**
Controllo velocità	**Turning knob**
Interfaccia USB	**Sì**
Interfaccia RS-232	**No**
Timer	**No**
Uscita analogica	**No**
Display temperatura	**No**
Display timer	**none**
Interfacce di comunicazione	**USB**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza motore assorbita	**32 W**
Tensione di alimentazione	**100–240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza motore erogata	**22 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it