Cod. **IK 0025005156**

Agitatore magnetico non riscaldante 100–2500 rpm 1,5 L - MyPlate

Agitatore magnetico non riscaldante con piastra in vetro, per agitazione fino a 1,5 L (H_2O). Offre regolazione touch key da 100 a 2500 rpm, con precisione di 10 rpm, doppio display LED e ancoretta magnetica fino a 30 mm. Campo di applicazione: laboratorio. Fornitura: agitatore magnetico.



IKA PREMIUM PARTNER

RANGE DI VELOCITÀ
100 – 2.500 rpm

VOLUME UTILE MASSIMO
1.5 l

GRADO DI PROTEZIONE
IP 54

PESO / DIMENSIONI PIASTRA DI APPOGGIO
0.76 kg · Ø 135 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0025005156**
Produttore	**IKA**
Modello	**MyPlate**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP (DIN EN 60529)	**IP 54**

PRESTAZIONI DI AGITAZIONE

Numero di posizioni di agitazione	**1**
Quantità massima di agitazione per posizione (H_2O)	**1.5 l**
Potenza nominale motore	**2 W**
Direzione di rotazione	**sinistra**
Range di velocità	**100–2500 rpm**
Lunghezza massima ancoretta magnetica	**30 mm**
Piastra di appoggio illuminata	**No**

SPECIFICHE FISICHE E COSTRUTTIVE

Materiale piastra di appoggio	**vetro**
Dimensioni piastra di appoggio	**Ø 135 mm**
Dimensioni apparecchio (L x A x P)	**152 x 30 x 164 mm**
Peso	**0.76 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Display velocità (valore impostato)	**LED**
Controllo velocità	**Touch key**
Interfaccia USB	**No**
Interfaccia RS 232	**No**
Uscita analogica	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**100 - 240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**4 W**
Alimentazione a batteria	**No**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it