Cod. **IN 518594**

Software bioprocesso multi-produttore fino a 80 sistemi - eve

Piattaforma software web-based per il bioprocesso dedicata a pianificazione, controllo, monitoraggio, analisi e documentazione. Supporta bioreattori/fermentatori, agitatori/incubatori e strumenti analitici, con compatibilità multi-produttore per sistemi INFORS HT, Applikon e Sartorius. Consente accesso e controllo remoto, pianificazione ed automazione dei batch, DoE e integrazione con LIMS/ELN, con supporto allo scale-up di processo.



INFORS HT EXCLUSIVE PARTNER ITALY

SISTEMI GESTITI
80 sistemi

MULTI-PRODUTTORE
Sì

CONFORMITÀ 21 CFR
Sì

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**518594**
Modello	**eve**
Produttore	**INFORS HT**
Tipo di software	**Piattaforma software per il bioprocesso (web-based)**

APPLICAZIONI

Applicazioni / area di applicazione	**Pianificazione, controllo, monitoraggio, analisi e documentazione dei bioprocessi**
Supporto allo scale-up di processo	**Sì**

DOTAZIONE

Pacchetti/edizioni di licenza	**Basic, Standard, Premium**
Modello di licenza	**Licenza modulare a pacchetti (Basic/Standard/Premium) estendibile con moduli aggiuntivi**
Moduli/pacchetti di espansione	**Design of Experiments (DoE), User Management & Reporting, Plan & Control**

SICUREZZA

Gestione utenti e accessi	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità FDA 21 CFR Part 11	**Sì**
Conformità EudraLex Annex 11 / GMP	**Sì**
Audit trail e reportistica	**Sì**

PERFORMANCE

Numero massimo di sistemi/bioreattori gestiti	**80 sistemi**

INSTALLAZIONE

Architettura di deployment	**Private cloud**
Sistemi operativi supportati	**Windows 10/11 Pro/Enterprise, Windows Server 2019/2022/2025**

INTERFACCIA CONTROLLO

Accesso via web browser	**Sì**
Accesso e controllo remoto	**Sì**
Pianificazione di batch ed esperimenti	**Sì**
Controllo e automazione dei batch	**Sì**
Funzioni di controllo predefinite	**Sì**
Soft sensor	**Sì**
Design of Experiments (DoE)	**Sì**

INTEGRAZIONE

Tipi di dispositivi supportati	**Bioreattori/fermentatori, agitatori/incubatori, strumenti analitici**
Compatibilità multi-produttore	**Sì**
Produttori compatibili	**INFORS HT, Applikon, Sartorius**
API REST	**Sì**
Integrazione LIMS/ELN	**Sì**

GESTIONE DATI

Database centralizzato	**Sì**
Librerie integrate espandibili	**Libreria soft sensor integrata; librerie espandibili**
Analisi dei dati di bioprocesso	**Sì**
Acquisizione dati da fonti eterogenee	**Sì**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it