Cod. **JU 9011000**

Termostato a immersione +20…+100 °C ±0,03 °C - CORIO C

Termostato a immersione per la termostatazione di campioni in vasca e per applicazioni di temperatura, analisi e prove sui materiali in chimica, farmaceutica e medicina. Campo di lavoro da +20 a +100 °C, stabilità di ±0,03 °C, potenza riscaldante di 2 kW, regolazione PID1, sensore al platino e display LED. Pompa a immersione da 6 l/min per applicazione interna.



Julabo FILIALE ITALIANA

GAMMA DI TEMPERATURA
+20 – +100 °C

STABILITÀ TEMPERATURA
±0,03 °C

POTENZA RISCALDANTE
2 kW

PESO / DIMENSIONI (L X P X A)
1,9 kg · 13,2 x 16 x 36,2 cm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**9011000**
Modello	**CORIO C**
Produttore	**JULABO**

APPLICAZIONI

Tipo di applicazione (interna/esterna)	**Interna**
Applicazioni tipiche	**Termostatazione di campioni in vasca; applicazioni di temperatura, analisi e prove sui materiali in chimica, farmaceutica e medicina**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP 21**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di sicurezza DIN 12876-1	**Classe I (NFL)**

PERFORMANCE

Gamma di temperatura di lavoro	**+20–+100 °C**
Stabilità di temperatura	**±0,03 °C**
Capacità riscaldante	**2 kW**
Serpentina di raffreddamento (counter-cooling)	**Accessorio**
Viscosità massima ammessa	**1 cSt**
Risoluzione di impostazione temperatura	**0,1 °C**
Risoluzione visualizzazione temperatura	**0,01–0,1 °C**
Pressione della pompa	**0,1 bar**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di display	**Display LED**
Tipo di regolazione della temperatura	**PID1**
Calibrazione assoluta della temperatura (ATC)	**Calibrazione assoluta su 1 punto (ATC1)**
Sensore di temperatura	**Sensore al platino**
Timer integrato	**0–999 min**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x P x A)	**13,2 x 16 x 36,2 cm**
Peso	**1,9 kg**
Profondità di immersione utile	**16,6 cm**
Volume massimo del bagno controllabile	**30 l**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 (versione 100–115 disponibile) V**
Frequenza di alimentazione	**50/60 Hz**
Assorbimento di corrente	**9 A**

POMPA CIRCOLAZIONE

Portata della pompa	**6 l/min**
Tipo di pompa	**Pompa a immersione**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

info@julaboitalia.it • 02 39325483 • www.julaboitalia.it