Cod. **JU 9011419**

Termostato a bagno riscaldato +100°C 19 L inox - CORIO C-B19

Termostato a bagno riscaldato per termoregolazione precisa di campioni e circolazione del fluido in laboratorio. Opera con acqua da +20 a +100 °C, con stabilità di ±0,03 °C, capacità riscaldante di 2 kW e pompa a immersione da 6 l/min. Vasca in acciaio inossidabile con volume di riempimento 14–19 l, foro di scarico integrato, display LED e applicazioni interne.



FILIALE ITALIANA

GAMMA DI TEMPERATURA
+20 – +100 °C

STABILITÀ TEMPERATURA
±0,03 °C

VOLUME DI RIEMPIMENTO
14 – 19 l

PESO / DIMENSIONI (L X P X A)
10,5 kg · 38 x 58 x 42 cm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Mezzo termovettore	**Acqua**
Codice prodotto	**9011419**
Modello	**CORIO C-B19**
Produttore	**JULABO**

APPLICAZIONI

Tipo di applicazione (interna/esterna)	**Interna (applicazioni all'interno della vasca)**

DOTAZIONE

Serpentina di raffreddamento	**Accessorio (non inclusa)**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP 21**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di sicurezza DIN 12876-1	**Classe I (NFL)**

PERFORMANCE

Gamma di temperatura di lavoro	**+20 – +100 °C**
Stabilità di temperatura	**±0,03 °C**
Capacità riscaldante	**2 kW**
Portata pompa di circolazione	**6 l/min**
Pressione della pompa	**0,1 bar**
Viscosità massima ammessa	**1 cSt**
Funzionamento silenzioso	**Sì**
Risoluzione visualizzazione temperatura	**0,01 – 0,1 °C**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di regolazione della temperatura	**PID1**
Tipo di display	**LED**
Calibrazione assoluta della temperatura (ATC)	**Calibrazione su 1 punto**
Risoluzione di impostazione temperatura	**0,1 °C**
Timer integrato	**0 – 999 min**

SPECIFICHE FISICHE

Materiale della vasca	**Acciaio inossidabile**
Apertura vasca utilizzabile (L x P / profondità)	**30 x 35 / 15 cm**
Volume di riempimento	**14 – 19 l**
Dimensioni (L x P x A)	**38 x 58 x 42 cm**
Peso	**10,5 kg**
Tipo di pompa	**Pompa a immersione**
Foro di scarico integrato	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 (50-60 Hz) V**
Assorbimento di corrente	**9 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

info@julaboitalia.it • 02 39325483 • www.julaboitalia.it