
Cod. **JU 9550322**

Bagnomaria con agitazione +20/+99,9 °C 20 l - SW22

Bagnomaria con agitazione a movimento lineare per la termostatazione di campioni in agitazione costante, con intervallo di lavoro da +20 a +99,9 °C e stabilità di ±0,2 °C. La frequenza di agitazione è regolabile da 20 a 200 rpm, con corsa di 15 mm, e la vasca in acciaio inox offre un volume di riempimento da 8 a 20 l. Dotato di protezione contro il funzionamento a secco, allarme sovra/sotto temperatura, design antispruzzo e valvola di scarico.



Julabo FILIALE ITALIANA

GAMMA DI TEMPERATURA
+20 – +99,9 °C

AGITAZIONE REGOLABILE
20 – 200 rpm

VOLUME DI RIEMPIMENTO
8 – 20 l

PESO / DIMENSIONI (L X P X A)
19,7 kg · 70 x 35 x 26 cm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**9550322**
Modello	**SW22**
Produttore	**JULABO**

ACCESSORI

Coperchio della vasca	**No**

DOTAZIONE

Valvola di scarico	**Sì**
Inserto agitatore e piastra estraibili	**Sì**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP 21**
Protezione contro il funzionamento a secco	**Sì**
Allarme e disattivazione sovra/sotto temperatura	**Sì**
Design antispruzzo	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di sicurezza DIN 12876-1	**Classe I (NFL)**

PERFORMANCE

Gamma di temperatura di lavoro	**+20–+99,9 °C**
Stabilità di temperatura	**±0,2 °C**
Risoluzione visualizzazione temperatura	**0,1 °C**
Frequenza di agitazione (regolabile)	**20–200 rpm**
Corsa di agitazione	**15 mm**
Tipo di movimento di agitazione	**Lineare (reciprocante)**
Capacità riscaldante	**2 kW**

INTERFACCIA CONTROLLO

Timer integrato	**0–10 h**
Tipo di regolazione della temperatura	**PID**
Tipo di display	**LED**
Interfacce di comunicazione	**RS232**

SPECIFICHE FISICHE

Materiale della vasca	**Acciaio inossidabile**
Apertura vasca utilizzabile (L x P / profondità)	**50 x 30 / 18 cm**
Profondità di immersione utile	**18 cm**
Volume di riempimento	**8–20 l**
Dimensioni (L x P x A)	**70 x 35 x 26 cm**
Peso	**19,7 kg**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**115 V/60 Hz; 230 V/50-60 Hz**
Assorbimento di corrente	**9 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

info@julaboitalia.it • 02 39325483 • www.julaboitalia.it