Cod. **JU 9650892**

Refrigeratore a immersione -90 °C 0,3 kW - FT902

Refrigeratore a immersione per il raffreddamento rapido di liquidi a bassa temperatura e per il raffreddamento in controcorrente su termostati riscaldanti. Gamma di lavoro da -90 a 30 °C con capacità refrigerante di 0,3 kW a 20 °C, stabilità di ±1 °C e sonda flessibile da 64 cm. Display LED, regolazione PID e connessione per sensore Pt100 esterno; grado di protezione IP 21.



FILIALE ITALIANA

GAMMA DI TEMPERATURA
-90 – 30 °C

POTENZA FRIGORIFERA
0,3 kW

STABILITÀ TEMPERATURA
±1 °C

PESO / DIMENSIONI (L X P X A)
50 kg · 38 x 55 x 60 cm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**9650892**
Modello	**FT902 Immersion cooler**
Produttore	**JULABO**
Tipo di apparecchio	**Refrigeratore a immersione**

APPLICAZIONI

Applicazioni tipiche	**Raffreddamento in controcorrente su termostati riscaldanti; raffreddamento rapido di liquidi a bassa temperatura**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP 21**

PERFORMANCE

Gamma di temperatura di lavoro	**-90–30 °C**
Stabilità di temperatura	**±1 °C**
Risoluzione visualizzazione temperatura	**0,1 °C**
Capacità refrigerante a 20 °C	**0,3 kW**
Potenza frigorifera a 0 °C	**0,27 kW**
Potenza frigorifera a -20 °C	**0,24 kW**
Potenza frigorifera a -40 °C	**0,2 kW**
Potenza frigorifera a -80 °C	**0,07 kW**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di display	**LED**
Connessione sensore Pt100 esterno	**Sì**
Tipo di regolazione della temperatura	**PID**

SPECIFICHE FISICHE

Tipo di sonda a immersione	**Flessibile**
Lunghezza sonda a immersione	**64 cm**
Diametro sonda a immersione	**1,5 cm**
Dimensioni (L x P x A)	**38 x 55 x 60 cm**
Peso	**50 kg**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**115 / 230 V**
Assorbimento di corrente	**6 A**

REFRIGERANTE

Refrigerante naturale	**No**

REFRIGERAZIONE

Tipo di raffreddamento	**Ad aria, a 2 stadi**
Refrigerante	**R404A**
Potenziale di riscaldamento globale (GWP)	**3922**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

info@julaboitalia.it • 02 39325483 • www.julaboitalia.it