Cod. **JU 9655825**

Refrigeratore a passaggio di flusso +10/+30 °C 0,22 kW - FD200

Refrigeratore a passaggio di flusso per l'impiego in un circuito chiuso esistente, per operazioni al di sotto della temperatura ambiente. Campo di applicazione: termostati di riscaldamento con pompa a circolazione. Funziona con raffreddamento ad aria a 1 stadio e refrigerante R134a, con capacità refrigerante di 0,22 kW a 20 °C su un intervallo di lavoro da +10 a +30 °C. Protezione antigelo integrata, grado di protezione IP 21 e alimentazione 115 o 230 V, 50 o 60 Hz.



Julabo FILIALE ITALIANA

GAMMA DI TEMPERATURA
+10 – +30 °C

CAPACITÀ REFRIGERANTE
0,22 kW · 0,18 kW

TIPO DI RAFFREDDAMENTO
Aria a 1 stadio

PESO / DIMENSIONI (L X P X A)
16 kg · 18 x 27 x 39 cm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**9655825**
Modello	**FD200 Flow-through cooler**
Produttore	**JULABO**

APPLICAZIONI

Modalità di utilizzo	**Impiego in circuito chiuso esistente per operazioni al di sotto della temperatura ambiente, ad es. con termostati di riscaldamento con pompa a circolazione**
Compatibilità con apparecchi	**Termostati di riscaldamento con pompa a circolazione**

SICUREZZA

Protezione antigelo integrata	**Sì**
Grado di protezione IP	**IP 21**

PERFORMANCE

Principio di raffreddamento	**Raffreddamento a passaggio di flusso in circuito chiuso esistente**
Temperatura di lavoro minima	**10 °C**
Temperatura di lavoro massima	**30 °C**
Gamma di temperatura di lavoro	**+10–+30 °C**
Capacità refrigerante a 20 °C	**0,22 kW**
Capacità refrigerante a 10 °C	**0,18 kW**

SPECIFICHE FISICHE

Peso	**16 kg**
Larghezza	**18 cm**
Profondità	**27 cm**
Altezza	**39 cm**
Dimensioni (L x P x A)	**18 x 27 x 39 cm**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**115 o 230 V**
Frequenza di alimentazione	**50 o 60 Hz**

REFRIGERAZIONE

Tipo di raffreddamento	**Aria a 1 stadio**
Refrigerante	**R134a**
Potenziale di riscaldamento globale (GWP)	**1430**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

info@julaboitalia.it • 02 39325483 • www.julaboitalia.it