Cod. **MC 000414**

Stufa a ventilazione forzata 111 L 250°C - Vcell IL Easy 111 2D cl.7

Stufa a ventilazione forzata d'aria per sterilizzazione a calore secco e depirogenazione in ambienti a contaminazione controllata, conforme EN IEC 61010-2-010 ed EN ISO 9001. Camera da 111 L in acciaio inox AISI 304, configurazione passante 2D, filtro HEPA H13 e temperatura fino a 250 °C; controllo a microprocessore con logica Fuzzy, 100 programmi, registrazione dati e conformità 21 CFR Part 11. Blocco porta elettromagnetico automatico e dispositivo di sicurezza digitale tipo 3.



EXCLUSIVE PARTNER ITALY

TEMPERATURA MAX
250 °C

VOLUME CAMERA
111 L

CLASSE CAMERA BIANCA
ISO 7

DIMENSIONI ESTERNE (LXPXH)
760 x 640 x 860 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**000414**
Modello	**Vcell IL Easy 111 2D cl.7**
Produttore	**MMM**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Sterilizzazione a calore secco; Depirogenazione**

ACCESSORI

Filtro HEPA	**Filtro HEPA H13 in ingresso**

SICUREZZA

Blocco accesso / sicurezza porta	**Blocco porta elettromagnetico automatico su tutte le porte; dispositivo di sicurezza digitale tipo 3**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità 21 CFR Part 11	**Sì**
Classe camera bianca (ISO)	**ISO 7**
Norme di riferimento	**EN IEC 61010-2-010; EN ISO 9001**

PERFORMANCE

Temperatura minima di esercizio	**temperatura ambiente +10 °C**
Temperatura massima	**250 °C**
Temperatura massima di sterilizzazione	**180 °C**
Temperatura massima di depirogenazione	**300 °C**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllore	**Controllore EVO (lato carico) / ECO (lato scarico)**
Display	**Touch screen a colori 5,7"**
Tecnologia di regolazione	**Controllo a microprocessore con logica Fuzzy**
Numero di programmi	**100**
Interfacce di comunicazione	**Lettore SD card (SD 4 GB)**
Registrazione e tracciabilità dati	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Volume camera	**111 L**
Dimensioni interne (LxPxH)	**540 x 370 x 530 mm**
Dimensioni esterne (LxPxH)	**760 x 640 x 860 mm**
Materiale camera interna	**Acciaio inox AISI 304 (DIN 1.4301)**
Configurazione porta	**2D**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it