Cod. **MC 000415**

Stufa a ventilazione forzata 222 L 300°C - Vcell IL Easy 222 1D cl.7

Stufa a ventilazione forzata per sterilizzazione a calore secco e depirogenazione di vetreria, contenitori metallici e sostanze farmaceutiche termostabili in ambienti ISO 7. Camera da 222 L in acciaio inox AISI 304, temperatura fino a 300 °C, sterilizzazione fino a 180 °C e sovrapressione 20 Pa, con filtro HEPA H13 in mandata. Controllo PLC industriale con pannello touch, registrazione e tracciabilità dati, conformità 21 CFR Part 11 e doppio blocco porta semi-automatico con blocco automatico anti-apertura.



EXCLUSIVE PARTNER ITALY

TEMPERATURA MASSIMA
300 °C

VOLUME CAMERA
222 L

TEMPERATURA MINIMA
10 °C sopra la temperatura ambiente

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**000415**
Modello	**Vcell IL Easy 222 1D cl.7**
Produttore	**MMM**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Sterilizzazione a calore secco; depirogenazione**

ACCESSORI

Filtro HEPA	**Filtro HEPA H13 in mandata**

SICUREZZA

Blocco accesso / sicurezza porta	**Doppio blocco porta semi-automatico con blocco automatico anti-apertura**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità 21 CFR Part 11	**Sì**
Classe camera bianca (ISO)	**ISO 7**
Norme di riferimento	**EN IEC 61010-2-010; EN ISO 9001**

PERFORMANCE

Temperatura minima di esercizio	**10 °C sopra la temperatura ambiente**
Temperatura massima	**300 °C**
Temperatura massima di sterilizzazione	**180 °C**
Temperatura massima di depirogenazione	**300 °C**
Sovrapressione in camera	**20 Pa**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllore	**PLC industriale (automazione EVO) con pannello touch**
Display	**Pannello di controllo touch**
Registrazione e tracciabilità dati	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Volume camera	**222 L**
Materiale camera interna	**Acciaio inox DIN 1.4301 (AISI 304)**
Configurazione porta	**Porta singola (1D)**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it