Cod. **MC 000420**

Stufa a ventilazione forzata 707 L 300 °C - Vcell IL Easy 707 2D cl.7

Stufa a ventilazione forzata per sterilizzazione a calore secco e depirogenazione, per camere bianche ISO 7, conforme alle norme EN IEC 61010-2-010 ed EN ISO 9001. Camera da 707 L con configurazione 2D e interno in acciaio inox DIN 1.4301; raggiunge 300 °C, con sterilizzazione a 180 °C e sovrapressione in camera di 20 Pa. Controllo con automazione EVO avanzata, registrazione e tracciabilità dati, conformità 21 CFR Part 11, filtro HEPA H13 in ingresso e blocco porta automatico.



EXCLUSIVE PARTNER ITALY

VOLUME CAMERA
707 L

TEMPERATURA DI LAVORO
ambiente +10 °C · 300 °C

SOVRAPRESSIONE CAMERA
20 Pa

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**000420**
Modello	**Vcell IL Easy 707 2D cl.7**
Produttore	**MMM**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Sterilizzazione a calore secco; Depirogenazione; trattamento di vetreria vuota e materiali metallici in ambito farmaceutico**

ACCESSORI

Filtro HEPA	**Filtro HEPA H13 in ingresso (classe ISO 7)**

SICUREZZA

Blocco accesso / sicurezza porta	**Blocco porta automatico**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità 21 CFR Part 11	**Sì**
Classe camera bianca (ISO)	**ISO 7**
Norme di riferimento	**EN IEC 61010-2-010; EN ISO 9001**

PERFORMANCE

Temperatura minima di esercizio	**ambiente +10 °C**
Temperatura massima	**300 °C**
Temperatura massima di sterilizzazione	**180 °C**
Temperatura massima di depirogenazione	**300 °C**
Sovrapressione in camera	**20 Pa**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllore	**Automazione EVO avanzata (serie IL Easy)**
Registrazione e tracciabilità dati	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Volume camera	**707 L**
Materiale camera interna	**Acciaio inox DIN 1.4301 (AISI 304)**
Configurazione porta	**2D**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it