Cod. **MC 000440**

Stufa a ventilazione forzata 2000 L 300 °C - Vcell IL 2000 1D cl.7

Stufa a ventilazione forzata per sterilizzazione a calore secco e depirogenazione, per impiego in classe ISO 7. Camera da 2000 L in acciaio inox DIN 1.4301 con porta singola, sovrapressione in camera di 20 Pa e filtri HEPA per aerazione classe H13/H14; temperatura massima 300 °C e sterilizzazione fino a 180 °C. Controllo con PLC industriale Siemens Simatic S7-1500, touch panel, regolazione a logica Fuzzy, interfaccia Ethernet, registrazione dati e doppio blocco porta automatico.



EXCLUSIVE PARTNER ITALY

VOLUME CAMERA
2.000 L

TEMPERATURA MASSIMA
300 °C

TEMPERATURA DI LAVORO
ambiente +10 °C

DIMENSIONI ESTERNE (LXPXH)
2410 x 1900 x 2.850 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**000440**
Modello	**Vcell IL 2000 1D cl.7**
Produttore	**MMM**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Sterilizzazione a calore secco e depirogenazione**

ACCESSORI

Filtro HEPA	**Filtri HEPA per aerazione (classe H13/H14)**

SICUREZZA

Blocco accesso / sicurezza porta	**Doppio blocco porta automatico**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe camera bianca (ISO)	**ISO 7**
Norme di riferimento	**EN IEC 61010-2-010; EN ISO 9001**

PERFORMANCE

Temperatura minima di esercizio	**ambiente +10 °C**
Temperatura massima	**300 °C**
Temperatura massima di sterilizzazione	**180 °C**
Temperatura massima di depirogenazione	**300 °C**
Sovrapressione in camera	**20 Pa**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllore	**PLC industriale Siemens Simatic S7-1500**
Display	**Touch panel**
Tecnologia di regolazione	**Regolazione a logica Fuzzy**
Interfacce di comunicazione	**Ethernet (RJ45)**
Registrazione e tracciabilità dati	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Volume camera	**2000 L**
Dimensioni interne (LxPxH)	**900 x 1500 x 1500 mm**
Dimensioni esterne (LxPxH)	**2410 x 1900 x 2850 mm**
Materiale camera interna	**Acciaio inox DIN 1.4301 (AISI 304)**
Materiale involucro esterno	**Acciaio inox**
Configurazione porta	**Porta singola (1D)**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it