Cod. **MC 001305**

Stufa a ventilazione forzata 700 L 300 °C - Vcell IL 700 1D cl.7

Stufa a ventilazione forzata per sterilizzazione a calore secco e depirogenazione di materiali, vetreria e contenitori in ambito farmaceutico e camera bianca, conforme ISO 14644-1 classe 7 e marcatura CE. Camera da 700 L in acciaio inox AISI 304, con filtri HEPA classe H11+H14 per l'aerazione e porta di sicurezza con doppio blocco automatico; temperatura massima 300 °C e regolazione a logica Fuzzy. Controllore PLC Siemens Simatic S7-1500 con Ethernet RJ45 e registrazione dati.



EXCLUSIVE PARTNER ITALY

TEMPERATURA MASSIMA
300 °C

VOLUME CAMERA
700 L

CLASSE CAMERA BIANCA
ISO Classe 7 (ISO 14644-1)

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**001305**
Modello	**Vcell IL 700 1D cl.7**
Produttore	**MMM**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Sterilizzazione a calore secco e depirogenazione di materiali, vetreria e contenitori in ambito farmaceutico e camera bianca**

ACCESSORI

Filtro HEPA	**Filtri HEPA classe H11+H14 per l'aerazione**

SICUREZZA

Blocco accesso / sicurezza porta	**Porta di sicurezza con doppio blocco automatico**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe camera bianca (ISO)	**ISO Classe 7 (ISO 14644-1)**
Norme di riferimento	**ISO 14644-1 (classe camera bianca ISO 7); marcatura CE**

PERFORMANCE

Temperatura minima di esercizio	**ambiente +10 °C**
Temperatura massima	**300 °C**
Temperatura massima di sterilizzazione	**180 °C**
Temperatura massima di depirogenazione	**300 °C**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllore	**PLC industriale Siemens Simatic S7-1500 (CPU 1515)**
Tecnologia di regolazione	**Controllo a logica Fuzzy con regolazione secondo parametro Fd**
Interfacce di comunicazione	**Ethernet (RJ45)**
Registrazione e tracciabilità dati	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Volume camera	**700 L**
Materiale camera interna	**Acciaio inox DIN 1.4301 (AISI 304)**
Materiale involucro esterno	**Acciaio inox DIN 1.4301 (AISI 304)**
Configurazione porta	**Porta singola (1D)**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it