Cod. **MC 001306**

Stufa a ventilazione forzata 700 L 300 °C - Vcell IL 700 2D cl.7

Stufa a ventilazione forzata per sterilizzazione a calore secco e depirogenazione in ambito farmaceutico, conforme EN IEC 61010-2-010 ed EN ISO 9001. Camera da 700 L in acciaio inox AISI 304 con configurazione 2D a doppia porta passante, filtro HEPA H13 e sovrapressione in camera di 20 Pa; temperatura massima 300 °C e sterilizzazione fino a 180 °C. Controllo tramite PLC industriale con pannello touch screen, logica Fuzzy, registrazione e tracciabilità dati, classe ISO 7 e doppio blocco porta semi-automatico.



EXCLUSIVE PARTNER ITALY

GAMMA DI TEMPERATURA
ambiente +10 °C · 300 °C

VOLUME CAMERA
700 L

DEPIROGENAZIONE MAX
300 °C

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**001306**
Modello	**Vcell IL 700 2D cl.7**
Produttore	**MMM**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Sterilizzazione a calore secco; Depirogenazione**

ACCESSORI

Filtro HEPA	**Filtro HEPA H13**

SICUREZZA

Blocco accesso / sicurezza porta	**Doppio blocco porta semi-automatico**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe camera bianca (ISO)	**ISO 7**
Norme di riferimento	**EN IEC 61010-2-010; EN ISO 9001**

PERFORMANCE

Temperatura minima di esercizio	**ambiente +10 °C**
Temperatura massima	**300 °C**
Temperatura massima di sterilizzazione	**180 °C**
Temperatura massima di depirogenazione	**300 °C**
Sovrapressione in camera	**20 Pa**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllore	**PLC industriale con pannello touch screen**
Tecnologia di regolazione	**Controllo a microprocessore con logica Fuzzy**
Registrazione e tracciabilità dati	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Volume camera	**700 L**
Materiale camera interna	**Acciaio inox DIN 1.4301 (AISI 304)**
Materiale involucro esterno	**Acciaio inox**
Configurazione porta	**2D - doppia porta passante**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it