Cod. **MC 001330**

Stufa a ventilazione forzata 1500 L 300 °C - Vcell IL 1500 2D cl.7

Stufa a ventilazione forzata per sterilizzazione a calore secco e depirogenazione in camera bianca ISO 7, conforme EN IEC 61010-2-010 ed EN ISO 9001. Camera da 1500 L in acciaio inox AISI 304, configurazione 2D, temperatura massima 300 °C, sterilizzazione fino a 180 °C e sovrapressione in camera 20 Pa. Controllo tramite PLC industriale con registrazione e tracciabilità dei dati, doppio blocco porta semi-automatico e filtro HEPA H13.



EXCLUSIVE PARTNER ITALY

TEMPERATURA DI LAVORO
ambiente +10 °C · 300 °C

VOLUME CAMERA
1.500 L

SOVRAPRESSIONE
20 Pa

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**001330**
Modello	**Vcell IL 1500 2D cl.7**
Produttore	**MMM**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Sterilizzazione a calore secco; Depirogenazione**

ACCESSORI

Filtro HEPA	**HEPA H13**

SICUREZZA

Blocco accesso / sicurezza porta	**Doppio blocco porta semi-automatico**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe camera bianca (ISO)	**ISO 7**
Norme di riferimento	**EN IEC 61010-2-010; EN ISO 9001**

PERFORMANCE

Temperatura minima di esercizio	**ambiente +10 °C**
Temperatura massima	**300 °C**
Temperatura massima di sterilizzazione	**180 °C**
Temperatura massima di depirogenazione	**300 °C**
Sovrapressione in camera	**20 Pa**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllore	**PLC industriale**
Registrazione e tracciabilità dati	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Volume camera	**1500 L**
Materiale camera interna	**Acciaio inox AISI 304**
Materiale involucro esterno	**Acciaio inox**
Configurazione porta	**2D**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it