Cod. **MC 001355**

Stufa a ventilazione forzata 700 L 300 °C - Vcell IL 700 2D cl.5

Stufa a ventilazione forzata per sterilizzazione a calore secco, depirogenazione e trattamento di vetreria vuota, materiali metallici e prodotti farmaceutici termostabili, conforme a EN IEC 61010-2-010 ed EN ISO 9001. Camera da 700 L in acciaio inox AISI 304, configurazione 2D passante a doppia porta e filtro HEPA H13; raggiunge 300 °C con controllo PLC industriale, touch screen, logica Fuzzy e registrazione dati. Doppio blocco porta semi-automatico e classe camera bianca ISO 5.



EXCLUSIVE PARTNER ITALY

TEMPERATURA MASSIMA
300 °C

VOLUME CAMERA
700 L

CONFIGURAZIONE PORTA
2D - passante a doppia porta

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**001355**
Modello	**Vcell IL 700 2D cl.5**
Produttore	**MMM**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Sterilizzazione a calore secco; depirogenazione; trattamento di vetreria vuota (fiale, flaconi, vials, contenitori), materiali metallici (vassoi, contenitori, componenti) e prodotti farmaceutici termostabili**

ACCESSORI

Filtro HEPA	**Filtro HEPA H13**

SICUREZZA

Blocco accesso / sicurezza porta	**Doppio blocco porta semi-automatico**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe camera bianca (ISO)	**ISO 5**
Norme di riferimento	**EN IEC 61010-2-010; EN ISO 9001**

PERFORMANCE

Temperatura minima di esercizio	**ambiente +10 °C**
Temperatura massima	**300 °C**
Temperatura massima di sterilizzazione	**180 °C**
Temperatura massima di depirogenazione	**300 °C**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllore	**PLC industriale con pannello touch**
Display	**Touch screen**
Tecnologia di regolazione	**Logica Fuzzy**
Registrazione e tracciabilità dati	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Volume camera	**700 L**
Materiale camera interna	**Acciaio inox DIN 1.4301 (AISI 304)**
Materiale involucro esterno	**Acciaio inox**
Configurazione porta	**2D - passante a doppia porta**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it