Cod. **MC 1100100450123**

Microscopio biologico didattico 40-400x monoculare - Serie BA50

Microscopio composto per la didattica scientifica nella scuola secondaria, conforme CE. Il sistema ottico finito 160 mm include obiettivi acromatici 4x, 10x e 40x, oculare WF10X/18 mm con puntatore e revolver triplo invertito; ingrandimento 40x-400x. Struttura in metallo, illuminazione LED trasmessa con controllo di intensità, alimentazione cordless, condensatore fisso N.A. 0.65 e tavolino gliding con clip.

Motic OFFICIAL PARTNER



INGRANDIMENTO TOTALE
40 x · 400 x

OBIETTIVI
4x, 10x, 40x

MESSA A FUOCO
2 um

DIMENSIONI TAVOLINO
110x105 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**1100100450123**
Modello	**Serie BA50**
Produttore	**MOTIC**
Tipo di microscopio	**biologico composto**
Sistema ottico	**finito 160mm**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**didattica scientifica scuola secondaria**

OTTICA

Tipo di obiettivi	**acromatici**
Ingrandimenti obiettivi	**4x, 10x, 40x**
Apertura numerica obiettivi	**4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65**
Obiettivo a immersione in olio	**No**
Revolver portaobiettivi	**triplo (invertito)**
Oculari	**WF10X/18mm con puntatore**
Campo visivo oculare (Field Number)	**18 mm**
Puntatore nell'oculare	**Sì**

ACCESSORI

Accessori inclusi	**copertura antipolvere, caricabatterie, batterie, vetrino di calibrazione**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità CE	**Sì**
Garanzia	**5 anni**

PERFORMANCE

Ingrandimento totale minimo	**40 x**
Ingrandimento totale massimo	**400 x**

CONNETTIVITA

Attacco/compatibilità fotocamera	**predisposizione fotocamera su versione dual-head/BA50X Plus**

ILLUMINAZIONE

Tipo di illuminazione	**LED**
Potenza illuminazione	**70 mW**
Controllo intensità luminosa	**Sì**
Illuminazione di Koehler	**No**
Alimentazione a batteria ricaricabile (cordless)	**Sì**
Condensatore	**fisso N.A. 0.65**
Apertura numerica condensatore	**0.65**
Diaframma	**iris**

TECNICHE CONTRASTO

Campo chiaro	**Sì**
Contrasto di fase	**No**

TESTA OSSERVAZIONE

Tipo di testa	**monoculare**
Inclinazione testa	**45 °**
Rotazione testa	**360°**

TAVOLINO MESSA A FUOCO

Tipo di tavolino	**gliding (a scorrimento con clip)**
Dimensioni tavolino	**110x105 mm**
Meccanismo di messa a fuoco	**separata macro/micro**
Precisione messa a fuoco micrometrica	**2 um**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it