Cod. **MC 1100200600813**

Stereomicroscopio zoom Greenough 10-40x - Serie SMZ140

Stereomicroscopio zoom Greenough a visione 3D per biologia, dissezione, controllo qualità industriale, ispezione e scienza dei materiali, conforme CE. Dotato di oculari WF10X/20, zoom 4:1 e ingrandimento totale 10-40x, offre distanza di lavoro di 80 mm, testa binoculare o trinoculare con rotazione 360° e illuminazione LED riflessa e trasmessa con controllo intensità.



Motic OFFICIAL PARTNER

INGRANDIMENTO TOTALE
10-40 x

DISTANZA DI LAVORO
80 mm

RAPPORTO ZOOM
4:1

PESO / DIMENSIONI (LXPXA)
8.2 kg · 457 x 559 x 432 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**1100200600813**
Modello	**Serie SMZ140**
Produttore	**MOTIC**
Tipo di microscopio	**Stereomicroscopio zoom (visione 3D)**
Sistema ottico	**Greenough**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Biologia, dissezione, controllo qualità industriale, ispezione, scienza dei materiali**

OTTICA

Rapporto di zoom	**4:1**
Ingrandimento obiettivo (zoom)	**1-4 x**
Distanza di lavoro obiettivi	**80 mm**
Oculari	**WF10X/20**
Ingrandimento oculare	**10 x**
Campo visivo oculare (Field Number)	**20 mm**
Fermi/click-stop zoom	**Click-stop**

ACCESSORI

Accessori inclusi	**Copertura antipolvere, piastre tavolino**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità CE	**Sì**

PERFORMANCE

Ingrandimento totale	**10-40 x**

CONNETTIVITA

Attacco/compatibilità fotocamera	**Predisposizione Moticam su testa trinoculare; versioni digitali DM-143/DMW-143 disponibili**

ILLUMINAZIONE

Tipo di illuminazione	**LED**
Illuminazione riflessa (epi)	**LED 3W con controllo intensità**
Illuminazione trasmessa (diascopica)	**LED 3W con controllo intensità**
Controllo intensità luminosa	**Sì**

TECNICHE CONTRASTO

Tecniche di contrasto	**Campo chiaro (brightfield)**

TESTA OSSERVAZIONE

Tipo di testa	**Binoculare o trinoculare**
Inclinazione testa	**45 °**
Distanza interpupillare	**54-76 mm**
Regolazione diottrica	**±5**
Ripartitore ottico trinoculare	**100:0 / 0:100**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (LxPxA)	**457 x 559 x 432 mm**
Peso netto	**8.2 kg**
Alimentazione	**100-240 V**

TAVOLINO MESSA A FUOCO

Meccanismo di messa a fuoco	**Macrometrica con regolazione della tensione**
Tipo di stativo	**Stativo a colonna/pole con base ad ampia area di lavoro**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it