Cod. **MC 1100200800415**

Microscopio stereo didattico 10-40x binoculare - Serie SFC11

Microscopio stereo Greenough per didattica (scuola secondaria/superiore e università) e uso tecnico/industriale, conforme CE. Dotato di testa binoculare inclinata a 45° e ruotabile a 360°, oculari WF10x/20 mm con regolazione diottrica e revolver con combinazioni 1x/2x, 1x/3x o 2x/4x; ingrandimento totale 10x-40x e distanza di lavoro 95 mm. Illuminazione alogena 10 W trasmessa e incidente, con controllo dell'intensità.



Motic OFFICIAL PARTNER

INGRANDIMENTO TOTALE
10 x · 40 x

CAMPO VISIVO OCULARE
20 mm

DISTANZA INTERPUPILLARE
54-75 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**1100200800415**
Modello	**Serie SFC11**
Produttore	**Motic**
Tipo di microscopio	**stereo**
Sistema ottico	**Greenough (stereo)**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Didattica (scuola secondaria/superiore e universita) e uso tecnico/industriale**

OTTICA

Tipo di obiettivi	**Sistema stereoscopico Greenough con revolver (torretta) di ingrandimento; combinazioni disponibili 1X/2X, 1X/3X o 2X/4X, distanza di lavoro 95 mm**
Ingrandimenti obiettivi	**1x/2x, 1x/3x, 2x/4x**
Obiettivo a immersione in olio	**No**
Revolver portaobiettivi	**Sì**
Oculari	**WF10x/20mm con regolazione diottrica (±5 sull'oculare sinistro)**
Campo visivo oculare (Field Number)	**20 mm**

ACCESSORI

Accessori inclusi	**Piastre portaoggetti nera/bianca/smerigliata, copertura antipolvere; head holder e stativo a colonna**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità CE	**Sì**
Garanzia	**5 anni**

PERFORMANCE

Ingrandimento totale minimo	**10 x**
Ingrandimento totale massimo	**40 x**

ILLUMINAZIONE

Tipo di illuminazione	**alogena**
Potenza illuminazione	**10 W**
Controllo intensità luminosa	**Sì**
Illuminazione di Koehler	**No**
Percorso di illuminazione	**trasmessa e incidente**

TECNICHE CONTRASTO

Campo chiaro	**Sì**
Contrasto di fase	**No**

TESTA OSSERVAZIONE

Tipo di testa	**binoculare**
Inclinazione testa	**45 °**
Rotazione testa	**360°**
Distanza interpupillare	**54-75 mm**
Regolazione diottrica	**±5 diottrie sull'oculare sinistro**

TAVOLINO MESSA A FUOCO

Tipo di tavolino	**Piastre portaoggetti intercambiabili (nera, bianca, smerigliata) su stativo a colonna/braccio**
Meccanismo di messa a fuoco	**Messa a fuoco grossolana con regolazione della tensione (corsa 44 mm)**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it