Cod. **MC 1100600101302**

Videocamera USB microscopia 5 MP C-Mount - Moticam A5

Videocamera digitale USB per documentazione e imaging in microscopia, adatta a didattica, dimostrazioni in aula e routine di laboratorio. Integra un sensore sCMOS da 5 MP con attacco C-Mount, lente focalizzabile da 12 mm e acquisizione fino a 2592x1944 pixel, con frame rate fino a 30 fps. Si collega via USB 2.0 ed è fornita con software MotiConnect, strumenti di misura e annotazione, vetrino di calibrazione e adattatori per oculare.

Motic OFFICIAL PARTNER



RISOLUZIONE
5 MP · 2592x1944

FRAME RATE
30 fps

SENSORE
sCMOS

DIMENSIONE DEL PIXEL
2.0x2.0 um

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**1100600101302**
Modello	**Moticam A5**
Produttore	**Motic**
Tipo di camera	**Videocamera digitale USB per microscopia**
Uso in microscopia	**Documentazione e imaging su microscopio; linea starter per didattica e routine di laboratorio**
Linea di prodotto	**USB Starter Line (A-Line)**

APPLICAZIONI

Ambito di applicazione	**Didattica, dimostrazioni in aula, imaging di routine, documentazione di laboratorio**

SENSORE

Tipo di sensore	**sCMOS**
Dimensione del sensore	**1/2.8 in**

SOFTWARE

Software incluso	**MotiConnect**
Funzioni software	**Cattura immagine e video, misura su immagine ferma, regolazioni immagine, bilanciamento del bianco, esposizione auto/manuale**
Strumenti di misura e annotazione	**Sì**

ACCESSORI

Cavo USB incluso	**Sì**
Vetrino di calibrazione	**Sì**
Card di calibrazione	**Sì**
Tubo macro	**Sì**

ACQUISIZIONE

Frame rate (per risoluzione)	**30 fps**
Controllo esposizione	**Automatica e manuale**
Tipo di otturatore	**Rolling Shutter**
Modalità di scansione	**Progressive**
Sensibilità	**>2000 mV**

RISOLUZIONE

Risoluzione (megapixel)	**5 MP**
Risoluzione massima	**2592x1944**
Risoluzione live	**2592x1944, 2048x1536, 1920x1080**
Dimensione del pixel	**2.0x2.0 um**

CONNETTIVITA

Interfaccia dati	**USB 2.0**

ALIMENTAZIONE

Alimentazione	**5 V**

OTTICA MONTAGGIO

Attacco ottico	**C-Mount**
Lente focalizzabile	**12 mm**
Anello adattatore C-S	**Sì**
Adattatori per oculare	**30, 38 mm**

SPECIFICHE FISICHE

Temperatura di esercizio	**-10 a +60 C**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it