Cod. **MC 1100600101322**

Camera microscopia WiFi 4MP C-Mount - Moticam X5 Plus

Camera per microscopia wireless, per acquisire immagini e video dai microscopi ottici in laboratorio e didattica. Il sensore CMOS da 4 MP con attacco C-Mount offre risoluzione fino a 2560x1440 e live in Full HD fino a 30 fps. La connessione Wi-Fi 2,4 e 5 GHz ed Ethernet consente la visualizzazione senza PC, con software Motic Images Plus 3.1 e app MotiConnect per iOS e Android.



Motic OFFICIAL PARTNER

RISOLUZIONE MASSIMA
2560x1440

FRAME RATE WI-FI
up to 30 fps

WI-FI
2.4 & 5 GHz (802.11ac)

DIMENSIONE PIXEL
2.0x2.0 um

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**1100600101322**
Modello	**Moticam X5 Plus**
Produttore	**MOTIC**
Tipo di camera	**WiFi**
Funzionamento stand-alone (senza PC)	**Sì**

APPLICAZIONI

Ambito di applicazione	**Didattica, laboratorio**

SENSORE

Tipo di sensore	**CMOS**
Dimensione del sensore	**1/3"**
Area di imaging (diagonale)	**6.25 mm**
Modalità otturatore	**Rolling shutter**
Sensibilità	**1.9V/Lux-sec (550nm)**
Gamma dinamica	**64.6 dB**

SOFTWARE

Software incluso	**Motic Images Plus 3.1**
App mobile	**MotiConnect (iOS, Android)**
Funzioni software	**Cattura immagini e video, misurazione live e su immagine, regolazioni immagine, bilanciamento del bianco, esposizione automatica e manuale, calibrazione per obiettivo**

ACCESSORI

Contenuto della confezione	**Anello adattatore CS, lente focheggiabile 12mm, adattatori oculare 30/38mm, cavo USB 2.0, vetrino di calibrazione Motic 4-dot, tubo macro, alimentatore universale 100-240V (CE), software Motic Images Plus 3.1**
Vetrino di calibrazione	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità CE	**Sì**

ACQUISIZIONE

Frame rate via Wi-Fi	**up to 30 fps**
Tempo di esposizione	**0.03 msec - 0.03 sec**

RISOLUZIONE

Risoluzione (megapixel)	**4 MP**
Risoluzione massima	**2560x1440**
Dimensione pixel	**2.0x2.0 um**
Risoluzione video	**1920x1080 (Full HD)**
Risoluzione live	**1280x720, 1920x1080 (Full HD)**

CONNETTIVITA

Uscita HDMI	**No**
Versione USB	**2.0**
Wi-Fi	**2.4 & 5 GHz (802.11ac)**
Bande Wi-Fi	**2.4, 5 GHz**
Ethernet / LAN	**Sì**
Bluetooth	**No**
Slot scheda SD	**No**

ALIMENTAZIONE

Alimentazione	**12 V**
Batteria	**No**

OTTICA MONTAGGIO

Attacco ottico	**C-Mount**
Lente focale	**12 mm**
Adattatori oculare	**30, 38 mm**

SPECIFICHE FISICHE

Temperatura di esercizio	**-10 to +50 °C (non condensing)**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it