Cod. **MC 1100600101491**

Camera microscopia Tablet WiFi 4MP C-Mount - Moticam BTI

Camera digitale per microscopia con tablet integrato e funzionamento stand-alone, per acquisire immagini e video dai microscopi ottici in laboratorio, didattica, ricerca e controllo qualità. Il sensore CMOS da 4 MP con attacco C-Mount offre risoluzione fino a 2592x1520 e live fino a 30 fps. Con uscita mini HDMI, Wi-Fi dual band, Ethernet, Bluetooth e app MotiConnect, consente visualizzazione e gestione senza PC. Dimensioni display tablet: 10.1"; sistema operativo tablet: Android 10.



Motic OFFICIAL PARTNER

RISOLUZIONE
4 MP · 2592x1520

FRAME RATE WI-FI
30 fps

USO AUTONOMO
Sì

DIMENSIONE PIXEL
2.0x2.0 um

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**1100600101491**
Modello	**Moticam BTI**
Produttore	**MOTIC**
Tipo di camera	**Tablet WiFi**
Funzionamento stand-alone (senza PC)	**Sì**

APPLICAZIONI

Ambito di applicazione	**Laboratorio, didattica, ricerca, controllo qualita**

SENSORE

Tipo di sensore	**CMOS**
Dimensione del sensore	**1/3"**

SOFTWARE

Software incluso	**MotiConnect**
App mobile	**MotiConnect (iOS/Android)**

ACCESSORI

Contenuto della confezione	**Tablet con camera, cavo USB, alimentatore universale (100-240V), vetrino di calibrazione Motic a 4 punti**
Vetrino di calibrazione	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità CE	**Sì**

ACQUISIZIONE

Frame rate via Wi-Fi	**30 fps**

RISOLUZIONE

Risoluzione (megapixel)	**4 MP**
Risoluzione massima	**2592x1520**
Dimensione pixel	**2.0x2.0 um**
Risoluzione video	**720P (HD)**
Risoluzione live	**1920x1080, 1280x720**

CONNETTIVITA

Uscita HDMI	**Mini HDMI**
Wi-Fi	**802.11b/g/n (2.4/5 GHz)**
Bande Wi-Fi	**2.4/5 GHz**
Ethernet / LAN	**Sì**
Bluetooth	**4.0**
Slot scheda SD	**MicroSD/MMC/TF fino a 64GB**

ALIMENTAZIONE

Batteria	**3.7V / 3500mAh ricaricabile**

OTTICA MONTAGGIO

Attacco ottico	**C-Mount**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it