Cod. **MC PF1221A201**

Microscopio biologico didattico 40-400x monoculare - Serie SFC100

Microscopio composto per didattica scolastica e primi passi nella microscopia, conforme CE. Il sistema ottico finito 160 mm integra obiettivi acromatici DIN 4x, 10x e 40x/S, oculare WF10X/18 mm con puntatore bloccabile e revolver triplo; ingrandimento totale 40x-400x. Illuminazione LED 70 mW regolabile, condensatore fisso 0,65 N.A. con diaframma a iris, portafiltri e campo chiaro; alimentazione cordless a batterie ricaricabili.



Motic OFFICIAL PARTNER

INGRANDIMENTO TOTALE
40 x · 400 x

OBIETTIVI
4x, 10x, 40x/S

SISTEMA OTTICO
finito 160mm

PESO / DIMENSIONI (LXPXA)
2.7 kg · 175 x 133 x 358 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**PF1221A201**
Modello	**Serie SFC100**
Produttore	**MOTIC**
Tipo di microscopio	**biologico composto**
Sistema ottico	**finito 160mm**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**didattica scolastica e primi passi nella microscopia**

OTTICA

Tipo di obiettivi	**acromatici (DIN)**
Ingrandimenti obiettivi	**4x, 10x, 40x/S**
Apertura numerica obiettivi	**4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65**
Obiettivo a immersione in olio	**No**
Revolver portaobiettivi	**triplo**
Oculari	**WF10X/18mm con puntatore, bloccabile**
Campo visivo oculare (Field Number)	**18 mm**
Puntatore nell'oculare	**Sì**

ACCESSORI

Accessori inclusi	**copertura antipolvere, batterie ricaricabili, caricabatterie, filtro**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità CE	**Sì**
Garanzia	**5 anni**

PERFORMANCE

Ingrandimento totale minimo	**40 x**
Ingrandimento totale massimo	**400 x**

ILLUMINAZIONE

Tipo di illuminazione	**LED**
Potenza illuminazione	**70 mW**
Controllo intensità luminosa	**Sì**
Illuminazione di Koehler	**No**
Alimentazione a batteria ricaricabile (cordless)	**Sì**
Percorso di illuminazione	**trasmessa**
Condensatore	**fisso 0.65 N.A.**
Apertura numerica condensatore	**0.65**
Diaframma	**iris**

TECNICHE CONTRASTO

Campo chiaro	**Sì**
Contrasto di fase	**No**

TESTA OSSERVAZIONE

Tipo di testa	**monoculare**
Inclinazione testa	**45 °**
Rotazione testa	**360°**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (LxPxA)	**175 x 133 x 358 mm**
Peso netto	**2.7 kg**
Caratteristiche antimanomissione	**oculare bloccabile**

TAVOLINO MESSA A FUOCO

Tipo di tavolino	**fisso con pinze**
Dimensioni tavolino	**120 x 110 mm**
Meccanismo di messa a fuoco	**coassiale macro/micro con regolazione della tensione**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it