Cod. **MC PF5042B201**

Microscopio biologico didattico 40-400x monoculare - Serie F11

Microscopio composto per didattica della scuola secondaria superiore, conforme CE. Il sistema ottico finito 160 mm utilizza obiettivi acromatici DIN 4x, 10x e 40x, oculare WF10X/18 mm con puntatore bloccabile e revolver quadruplo invertito con scatti; ingrandimento totale 40x-400x. Illuminazione LED 70 mW regolabile, condensatore Abbe focalizzabile, campo chiaro e componenti anti-manomissione; il prodotto è in metallo.



Motic OFFICIAL PARTNER

INGRANDIMENTO TOTALE
40 x · 400 x

MESSA A FUOCO FINE
2 um

OBIETTIVI
4x, 10x, 40x

PESO / DIMENSIONI (LXPXA)
3.1 kg · 185x140x375 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**PF5042B201**
Modello	**Serie F11**
Produttore	**MOTIC**
Tipo di microscopio	**biologico composto**
Sistema ottico	**finito 160mm**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**didattica scuola secondaria superiore**

OTTICA

Tipo di obiettivi	**acromatici DIN**
Ingrandimenti obiettivi	**4x, 10x, 40x**
Apertura numerica obiettivi	**4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65**
Obiettivo a immersione in olio	**No**
Revolver portaobiettivi	**quadruplo invertito con scatti**
Oculari	**WF10X/18mm con puntatore, bloccabile**
Campo visivo oculare (Field Number)	**18 mm**
Puntatore nell'oculare	**Sì**

ACCESSORI

Accessori inclusi	**copertura antipolvere**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità CE	**Sì**
Garanzia	**5 anni**

PERFORMANCE

Ingrandimento totale minimo	**40 x**
Ingrandimento totale massimo	**400 x**

ILLUMINAZIONE

Tipo di illuminazione	**LED**
Potenza illuminazione	**70 mW**
Controllo intensità luminosa	**Sì**
Alimentazione a batteria ricaricabile (cordless)	**No**
Percorso di illuminazione	**luce trasmessa**
Condensatore	**Abbe focalizzabile**
Apertura numerica condensatore	**1.25**
Diaframma	**a iride**

TECNICHE CONTRASTO

Campo chiaro	**Sì**
Contrasto di fase	**No**

TESTA OSSERVAZIONE

Tipo di testa	**monoculare**
Inclinazione testa	**45 °**
Rotazione testa	**360°**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (LxPxA)	**185x140x375 mm**
Peso netto	**3.1 kg**
Caratteristiche antimanomissione	**componenti bloccati anti-manomissione (student-proof), oculare bloccabile**

TAVOLINO MESSA A FUOCO

Tipo di tavolino	**fisso con pinze**
Dimensioni tavolino	**120x110 mm**
Meccanismo di messa a fuoco	**separata macro/micro con regolazione tensione**
Precisione messa a fuoco micrometrica	**2 um**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it