Cod. **OH 30428214**

Bilancia portatile 2200 g / 1 g - CR2200 EU

Bilancia portatile non omologata per pesatura di uso quotidiano in laboratorio, officina e in campo. Portata massima 2200 g con risoluzione 1 g, ripetibilità e linearità pari a 1 g; tempo di stabilizzazione 2 s e tara fino alla portata massima. Display LCD retroilluminato da 15 mm, tastiera a due tasti e calibrazione esterna avviata da tastiera; protezione meccanica e software da sovraccarico/sottocarico.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
2.200 g

RISOLUZIONE
1 g

TEMPO STABILIZZAZIONE
2 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
0,4 kg · 205 x 140 x 41 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30428214**
Modello	**CR2200 EU**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata**
Settori e ambiti di impiego	**Pesatura portatile di uso quotidiano e generico (laboratorio, officina, uso in campo); modalità applicativa: Pesatura**

DOTAZIONE

Dotazione di serie	**3 batterie AA (LR6), piatto di pesata, blocco per il trasporto, piedini antiscivolo, manuale d'uso**
Masse di regolazione incluse	**No**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Norme e direttive di conformità	**Direttive UE 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD), 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE); FCC Part 15 Classe B**
Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Non omologata per uso legale (non legal for trade)**

PERFORMANCE

Portata massima	**2200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**1 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**1 g**
Linearità	**1 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Tempo di stabilizzazione	**2 s**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Calibrazione esterna con massa, avviata da tastiera**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**LCD retroilluminato**
Dimensioni display	**15 mm**
Comandi e navigazione	**Tastiera a due tasti**
Unità di misura	**g, oz, ozt, dwt, lb**
Interfacce di comunicazione	**Nessuna**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**132 x 125 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Plastica**
Materiali e struttura	**ABS**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**205 x 140 x 41 mm**
Peso netto	**0,4 kg**
Paravento	**No**
Design impilabile per lo stoccaggio	**Sì**
Gancio per pesata da sotto	**No**
Blocco per il trasporto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**3 batterie AA (LR6) incluse oppure adattatore CA (non incluso)**
Tipo e numero di batterie	**3 x AA (LR6), incluse**
Autonomia della batteria	**300 h**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it