Cod. **PH MPR-N250FH-PE**

Frigocongelatore per farmaci 179/80 L +2/+14°C - MPR-N250FH-PE

Frigocongelatore per la conservazione di farmaci, vaccini, reagenti e campioni biologici, per uso clinico, farmaceutico e di ricerca. Comparto frigo da +2 a +14 °C e congelatore da -20 a -30 °C, con raffreddamento ad aria forzata e raffreddamento diretto, sbrinamento ciclico automatico e manuale. Capacità utile di 179 L e 80 L, display OLED touch, registrazione dati, porta USB, allarmi e contatto di allarme remoto.

PHCBI OFFICIAL PARTNER



TEMPERATURA FRIGO
+2 – +14 °C

TEMPERATURA FREEZER
-20 – -30 °C

CAPACITÀ UTILE
179 L · 80 L

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L×P×A)
95 kg · 510 x 640 x 1.810 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**MPR-N250FH-PE**
Modello	**MPR-N250FH-PE**
Produttore	**PHCBI**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Conservazione di farmaci, vaccini, reagenti e campioni biologici; uso clinico, farmaceutico e di ricerca**

ACCESSORI

Accessori opzionali	**Kit allarme interruzione corrente/batteria (MPR-48B2-PW); contatto di allarme remoto; ripiani aggiuntivi**

SICUREZZA

Allarmi	**Alta/bassa temperatura, porta aperta, interruzione corrente; modalità visivo, acustico (buzzer), messaggio e remoto**
Contatto di allarme remoto	**Sì**
Serratura porta	**Sì**
Batteria di backup	**No**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità normativa refrigeranti	**Refrigerante naturale HC, CFC-free a basso GWP**
Certificazioni	**CE**

PERFORMANCE

Intervallo di temperatura (comparto frigo)	**+2–+14 °C**
Intervallo di temperatura (comparto congelatore)	**-20–-30 °C**
Capacità utile (comparto frigo)	**179 L**
Capacità utile (comparto congelatore)	**80 L**
Metodo di raffreddamento	**Aria forzata a ventola (frigo) / raffreddamento diretto (congelatore)**
Tipo di sbrinamento	**Ciclico automatico (frigo) / manuale (congelatore)**

REFRIGERAZIONE

Refrigerante	**HC (idrocarburo, refrigerante naturale)**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllore	**Microprocessore con memoria non volatile**
Tipo di display	**OLED grafico (touch panel)**
Registrazione dati	**Sì**
Porta USB	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni esterne (L×P×A)	**510 x 640 x 1810 mm**
Dimensioni interne (L×P×A)	**Frigo 430 x 516 x 903 / Congelatore 390 x 501 x 413 mm**
Peso netto	**95 kg**
Materiale esterno	**Acciaio verniciato**
Materiale interno	**Resina ABS (frigo) / acciaio verniciato (congelatore)**
Numero di ripiani	**4**
Materiale ripiani / scaffalature	**Vetro temperato e filo d'acciaio rivestito, ad altezza regolabile**
Numero di porte esterne	**2**
Tipo di porta esterna	**Porta a vetro**
Ruote piroettanti	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**220-240 V, 50 Hz V/Hz**
Livello di rumorosità	**40 dB(A)**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it