
Cod. **WL 411543**

Pompa vuoto a membrana standard 3 stadi 33 l/min - MP 201 T

Pompa da vuoto a membrana oil-free e a secco per la generazione di vuoto in laboratorio, con teste in alluminio adatte a gas e vapori non reattivi. Configurazione a tre stadi, velocità di pompaggio 33 l/min, vuoto finale di 2 mbar e rumorosità inferiore a 45 dB(A). Alimentazione 220–230 V, 50/60 Hz, potenza nominale 90 W e attacco di aspirazione portagomma DN 8. Applicazioni: filtrazione sotto vuoto, essiccazione, degasaggio e desiccatori.



WELCH PREMIUM PARTNER

PORTATA ARIA LIBERA
33 l/min

VUOTO FINALE
2 mbar

NUMERO DI STADI
3

PESO / DIMENSIONI (LXPXA)
10.3 kg · 200 x 260 x 150 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**411543**
Modello	**MP 201 T**
Produttore	**WELCH**

APPLICAZIONI

Applicazioni tipiche	**Filtrazione sotto vuoto, essiccazione (desiccatori) e degasaggio con gas/vapori non reattivi**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Direttive di conformità CE	**Marcatura CE**

PERFORMANCE

Resistenza chimica	**standard**
Numero di stadi	**3**
Velocità di pompaggio / portata aria libera	**33 l/min**
Vuoto finale (pressione ultima)	**2 mbar**

INSTALLAZIONE

Attacco di aspirazione (IN)	**Portagomma DN 8**

INTERFACCIA CONTROLLO

Regolatore / controllore del vuoto	**assente**
Display e pannello di controllo	**No**

SPECIFICHE FISICHE

Tecnologia della pompa	**a membrana / diaframma**
Livello di rumorosità	**<45 dB(A)**
Peso	**10.3 kg**
Dimensioni (LxPxA)	**200 x 260 x 150 mm**
Materiali delle parti a contatto con il gas	**Teste pompa in alluminio**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**220–230 V**
Frequenza di alimentazione	**50/60 Hz**
Potenza nominale	**90 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it