
Cod. **WL 412543**

Pompa vuoto a membrana chimica 3 stadi 36 l/min - MPC 201 T

Pompa da vuoto a membrana, a secco e oil-free, chimicamente resistente, con membrane in PTFE e parti a contatto con il gas in PTFE e fluoroplastiche. La configurazione a tre stadi raggiunge 36 l/min e un vuoto finale inferiore a 2 mbar, con rumorosità inferiore a 45 dB(A). Indicata per evaporazione rotante, filtrazione sotto vuoto, forno da vuoto, essiccatore, aspirazione, concentratore e distillazione.

WELCH PREMIUM PARTNER



PORTATA ARIA LIBERA
36 l/min

VUOTO FINALE
<2 mbar

NUMERO DI STADI
3

PESO / DIMENSIONI (LXPXA)
10,3 kg · 200 x 260 x 150 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**412543**
Modello	**MPC 201 T**
Produttore	**WELCH**

APPLICAZIONI

Applicazioni tipiche	**Evaporazione rotante, filtrazione sotto vuoto, forno da vuoto, essiccatore, aspirazione, concentratore, distillazione**

ACCESSORI

Accessori compatibili	**Separatore/condensatore di emissione, regolatore di vuoto manuale, kit ricambi (membrane/valvole), tubi per vuoto**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Direttive di conformità CE	**2006/42/CE, 2014/30/UE, 2011/65/UE**

PERFORMANCE

Resistenza chimica	**Chimicamente resistente**
Numero di stadi	**3**
Velocità di pompaggio / portata aria libera	**36 l/min**
Vuoto finale (pressione ultima)	**<2 mbar**

INSTALLAZIONE

Attacco di aspirazione (IN)	**Portagomma DN 8**
Attacco di scarico (EX)	**Portagomma DN 8**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display e pannello di controllo	**No**

SPECIFICHE FISICHE

Tecnologia della pompa	**A membrana (diaframma)**
Livello di rumorosità	**<45 dB(A)**
Peso	**10,3 kg**
Dimensioni (LxPxA)	**200 x 260 x 150 mm**
Materiale della membrana	**PTFE**
Materiali delle parti a contatto con il gas	**PTFE e fluoroplastiche**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 V**
Frequenza di alimentazione	**50/60 Hz**
Potenza nominale	**90 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it